

## Das neue R-Net Omni 2

Das lange Warten hat ein Ende! Endlich ist das neue Interface von Penny & Giles zum Anschluss von Sondersteuerungen an den R-Net – Rollstühle, das Omni2, erhältlich.

Die wichtigste Neuerung ist die Trennung von Interface und Display. Somit entfallen die dicken Kabelbäume zum Omni, da das Interface – Modul irgendwo am Rollstuhl befestigt werden kann und nur noch über ein dünnes Kabel mit dem Display verbunden ist.

Auch im HidrexFlex – System gibt es schon einen Adapter zur Montage des neuen Omni2 Displays.



## RepairCenter R-Net – Produkte

Hidrex ist zertifiziertes Repair-Center und kann auch die Produkte und Module des R-Net Steuerungssystems der Fa. Penny & Giles reparieren.

Sollten Sie ein defektes Gerät aus dem o.g. System haben, rufen Sie uns einfach an, fordern Sie eine RMA-Nummer und den zugehörigen RMA-Bogen an und lassen Sie uns das defekte Teil zusammen mit der RMA-Nummer, dem RMA – Formular und einer detaillierten Fehlerbeschreibung zukommen.



## RepairCenter Switch It – Produkte

Hidrex ist jetzt in der Lage auch alle Sondersteuerungen der Fa. Switch It (Teil von Sunrise US) hier vor Ort zu reparieren. Die Produktnamen dieser Produkte sind: MicroPilot, MicroGuide, DriveStation, TouchDrive, DualPro, Head Array, VersaGuide und VersaGuide EZ.

Sollten Sie ein defektes Gerät aus der o.g. Liste haben, rufen Sie uns einfach an, fordern Sie eine RMA-Nummer und den zugehörigen RMA-Bogen an und lassen Sie uns das defekte Teil zusammen mit der RMA-Nummer, dem RMA – Formular und einer detaillierten Fehlerbeschreibung zukommen.



# Augensteuerung für den Rollstuhl oder den Roboterarm

Mit der MyECC haben wir ein Interface in unser Programm aufgenommen, mit dem sich ein Rollstuhl steuern lässt.

Auch wenn diese neuen Sondersteuerung nur im Innenbereich genutzt werden kann ist sie doch eine sinnvolle Ergänzung und Erweiterung unseres Sondersteuerungsportfolios. Mit dem entsprechenden Zubehör kann sie sowohl an R-Net - als auch an DX/DX2 – und Linx – Systeme angedockt werden. Genau wie bei allen anderen Sondersteuerungen kann der Betroffene dann mit seinen Augen alle Funktionen des Rollstuhls und der angeschlossenen Peripherie bedienen. Roboterarme wie z.B. der Jaco lassen sich auch direkt mit dem System ansteuern.



**HIDREX**® MEDIZIN  
UND  
REHA  
*Selbstbestimmt leben!*

HIDREX GmbH  
Otto-Hahn-Str. 12  
D-42579 Heiligenhaus/Germany

Tel.: +49 (0)2056 98 11 0  
Fax: +49 (0)2056 98 11 31  
Mobil :+49 (0)15125346327  
[www.hidrex.de](http://www.hidrex.de)

Geschäftsführer:  
Andreas Kämper

HRB 7003 AG Wuppertal  
USt-IdNr.: DE 121011185  
IK-Nr.: 590510848

Diese Nachricht ist vertraulich. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfaenger sein, so bitten wir hoeflich um eine Mitteilung. Jede unbefugte Weiterleitung oder Fertigung einer Kopie ist unzuessaessig.