

## Die Neue Grid Pad Reihe

Die neuen Grid Pads sind jetzt in den Größen 8, 10 und 12 Zoll erhältlich.

Die Grid Pads bieten eine Komplettlösung für Menschen mit komplexen Kommunikations- und Zugriffsanforderungen. Sie enthalten zusätzliche Verbesserungen wie z.B. verbesserten Klang, integrierte Umgebungskontrolle, flexiblen Befestigungsoptionen und robustem Gehäuse.

Und natürlich die innovativen Grid 3 Kommunikationssoftware.

Die Grid Pads 8 und 10 sind jetzt mit einer BackBox und einem Sturzrahmen erhältlich.

Die BackBox enthält als Umfeldsteuerungs-Komponente das Easywave-Funkmodul und ein Infrarot-Modul. Der Scanning-Adapter mit zwei Klinkenbuchsen für Taster, weitere Schnittstellen, zwei leistungsstarke Lautsprecher sowie ein kombinierter Daessy/Monty-Geräteadapter runden das ganze ab.

Somit können bereits die kleinsten Kommunikationshilfen das Umfeld steuern und mit verschiedenen Eingabegeräten bedient werden. Die Montage kann sowohl an Daessy als auch Monty-Haltesysteme erfolgen. Aufgrund der unterschiedlichen Anschlüsse wie USB und Klinke ist es möglich, die Grid Pads mit verschiedenen Eingabehilfen zu bedienen (Augensteuerung nur bei der 12 Zoll Variante möglich).

Weiterhin zur Verfügung stehen die Grid Pads 8 und 10 in der leichten und mobilen Ausführung „Go“.

Das Grid Pad 12 wird ausschließlich mit BackBox geliefert. Es ist für die Nutzung mit einer Augensteuerung geeignet. Zu seinen herausragenden Merkmalen zählen das robuste All-in-One-Gehäuse mit gehärtetem Glas, hohe Rechnerleistung, ein klangvoller Sound und 15 Stunden Akkulaufzeit (mit Augensteuerung).



Grid Pad 8  
Artikel-Nr.: KOM20008BB

Grid Pad 10  
Artikel-Nr.: KOM20010BB



Grid Pad 12  
Artikel-Nr.: KOM20012GPP




Grid Pad 12 Alea  
Artikel-Nr.: KOM20012AA




## Robustes Touchscreen-Display

Das Grid Pad 10 verfügt über ein helles 10-Zoll-Touchscreen-Display mit gehärtetem Glas.



## Fingerführung

In der Regel für alle Seitensets in Grid 3 erhältlich. Fragen Sie nach der richtigen Fingerführung für Ihr Seitenset.



## Taster

Es gibt zwei integrierte Anschlüsse für Taster mit spezieller Verstärkung für einen zusätzlichen Schutz.



## Eingabegeräte

Die Grid Pads 8 und 10 verfügen über zwei USB-Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts, über die Sie alternative Eingabegeräte wie Joysticks, Trackballs oder Kopfmäuse, z. B. TrackerPro- oder Quha Zono, verwenden können.

# Fast Talker mit größeren Zellen



## Entdecke die Apps, die Fast Talker so nützlich machen

Fast Talker vereint leistungsstarke Tools für die Kommunikation, die Steuerung Ihres Zuhauses und die Kommunikation über Social Media und Internet - und Sie können mühelos zwischen diesen wechseln.





## Schnelle Text-Kommunikation

Die Fast Talker-Tastatur verwendet die leistungsstarke SwiftKey-Vorhersage, mit denen Sie die Kommunikationsgeschwindigkeit erhöhen und Ihre Bedürfnisse effizient übermitteln können. Außerdem finden Sie vorgefertigte Phrasen für häufige Situationen und Interaktionen, mit denen Sie sprechen können. Der Nutzer selbst kann – ohne in den Bearbeitungsmodus gehen zu müssen – auf einfache Art Sätze hinzufügen oder löschen.




## Gesprächsverlauf

Alles, was Sie sagen, wird - sofern sie das in den Datenschutzeinstellungen zulassen - in Fast Talker gespeichert und kann mit wenigen Eingaben wieder ausgesprochen werden. In Ihrem Gesprächsverlauf werden auch Nachrichten vorgeschlagen, die darauf basieren, wann und wo Sie zuletzt etwas gesagt haben. Beginnen Sie einfach, das Schlüsselwort in Ihren Satz einzugeben, und verwandte Nachrichten werden in dem Gesprächsverlauf angezeigt.



## Ihre Informationen gehören Ihnen

Aktivieren Sie einfach den privaten Modus, damit Ihre Nachrichten nicht angezeigt werden. In den Datenschutzeinstellungen können Sie Speicherung und Anzeige Ihrer verwendeten Sätze sowie die Erfassung Ihres Standortes durch das Programm abschalten.



## Sprachaufnahme

"Deine Stimme ist ein wichtiger Teil deiner Identität..."

Mittels der Sprachaufnahme-Funktion können Sie Nachrichten und Sätze mit Ihrer eigenen Stimme erstellen und diese wiedergeben.

# Abkündigungen

## Grid Pad Pro 13

Das bewährte **Grid Pad Pro 13** ist abgekündigt.

Es sind noch einige Restposten verfügbar, die wir für laufende Vorgänge zurückhalten. Sollten Sie noch einige offene Anfragen/Vorgänge für das Grid Pad Pro 13 haben, bitten wir dies uns mitzuteilen. Wir werden dann versuchen, für Sie zu reservieren.

Bitte beachten Sie die Abkündigung bei ihren neuen Erprobungen. Als direkten Ersatz empfehlen wir das **Grid Pad 12** (siehe oben).



Grid Pad Pro 13  
Artikel-Nr.: KOM20013GPP

## Daessy Tischständer UGA

Der bewährte Daessy Tischständer für unseren AssistivePad Kommunikator ist abgekündigt und nur noch in Restmengen erhältlich.



Daessy Tischständer UGA  
Artikel-Nr.: APP0211

Als alternatives Produkt empfehlen wir Ihnen den Monty Tischständer UGA



Monty Tischständer UGA  
Artikel-Nr.: HAL62206

## Leaf Kinn- oder Kopfschalter

Der Leaf Schalter ist vom Hersteller abgekündigt worden.  
Es sind auch keine Restbestände mehr vorhanden.



Leaf Kinn- oder Kopfschalter  
Artikel-Nr.: sen20110

## Ribbon Kopfschalter

Der Ribbon Kopfschalter ist vom Hersteller abgekündigt worden und daher nicht mehr lieferbar.  
Es sind auch keine Restbestände mehr vorhanden.



Ribbon Kopfschalter  
Artikel-Nr.: sen20510

# **Betriebsruhe**

Das HIDREX- Team nutzt in diesem Jahr **den 21.06.2019** als Brückentag. Unsere Firma bleibt an diesen Tag geschlossen.

Wir wünschen Ihnen eine schönen Frühsommer!



HIDREX GmbH  
Otto-Hahn-Str. 12  
D-42579 Heiligenhaus/Germany

Tel.: +49 (0)2056 98 11 0  
Fax: +49 (0)2056 98 11 31  
Mobil :+49 (0)15125346327  
[www.hidrex.de](http://www.hidrex.de)

Geschäftsführer:  
Andreas Kämper  
HRB 7003 AG Wuppertal  
USt-IdNr.: DE 121011185  
IK-Nr.: 590510848

Diese Nachricht ist vertraulich. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfaenger sein, so bitten wir hoeflich um eine Mitteilung. Jede unbefugte Weiterleitung oder Fertigung einer Kopie ist unzulassig.